

Lista di controllo per la registrazione dei pazienti al BIOTRONIK Home Monitoring® Servizio

Cosa controllare

Specifiche dei dispositivi e dei programmi

- ☒ È stato fornito al paziente un dispositivo adatto al Servizio Home Monitoring?
- ☒ Il Servizio Home Monitoring è stato ATTIVATO con il programmatore?
- ☒ L'ora standard per la trasmissione notturna dei dati è adatta al paziente?

Paziente Home Monitoring

- ☒ Al paziente è stato inviato il «Modulo Informativo e Dichiarazione di Consenso del Paziente all'utilizzo del BIOTRONIK Home Monitoring® System» che fornisce informazioni dettagliate sulle condizioni d'uso e sulle funzioni del Sistema BIOTRONIK Home Monitoring?
- ☒ Il paziente ha firmato il «Modulo Informativo e Dichiarazione di Consenso del Paziente all'utilizzo del BIOTRONIK Home Monitoring® System»? Successivamente, il modulo è stato archiviato adeguatamente?
- ☒ Il paziente è stato registrato presso il BIOTRONIK Home Monitoring Service Center con il numero di serie del dispositivo?
- ☒ Il paziente ha ricevuto il trasmettitore (CardioMessenger® o CardioMessenger® II) e il relativo manuale tecnico?
- ☒ Il paziente è stato informato della necessità di tenere CardioMessenger ad una distanza minima di 20 cm dal dispositivo per evitare danni allo stesso? Inoltre, la trasmissione dei dati funziona solo se la distanza tra il dispositivo e Cardio Messenger è superiore a 2 metri.

CardioMessenger® e trasmissione dei dati

- ☒ Sono stati annotati l'indirizzo e il numero telefonico del paziente in modo che possa essere contatto in caso di necessità?
- ☒ Si è accertato se, a distanza di qualche giorno, il cliente ha ricevuto un Cardio Report? (vedere «Cardio Report» in Domande frequenti)
- ☒ Il Cardio Report è stato analizzato in base alle esigenze specifiche del paziente?