



OFFERTA 843 DEL 12/11/2020

ATS Sardegna Azienda Tutela Salute	—	ASSL Oristano
Resp. Proc.	_____	
16 NOV. 2020		
Prot. N°	_____ del _____	
Altri	_____	

SPETT.LE
ATS SARDEGNA
Via E.Costa n.57
07100 Sassari

OGGETTO: Offerta per l'affidamento della fornitura , in lotto unico di aggiudicazione , di N.06 maschere "Profile Lite 2 SE – Maschera nasale con bretella di fissaggio senza fori per l'espiazione", di misure varie , afferenti alle CND R03010105, da destinare alla Farmacia Territoriale della ASSL di Oristano.

Codice	Descrizione	QTY	Prezzo unitario	Prezzo totale per Qty <u>richiesta</u>
1132188 1132187 1132186 1132185	Profile lite 2 Se -Maschera nasale con bretella di fissaggio senza fori per l'espiazione Mis. Petite / Small/ Medium/ Large CND: R03010105 RDM: 1516188	6 pz	€ 50,00	€ 300,00

CONDIZIONI DI FORNITURA:

VALIDITA' OFFERTA 12 MESI DALLA PRESENTE

SPEDIZIONE, TRASPORTO, IMBALLO: nostro carico

CONSEGNA: 5 GG SE DISPONIBILE A MAGAZZINO

20 GG SE NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

IVA 22% O IN BASE ALLA NORMATIVA IN VIGORE

p.s. in merito emergenza Coronavirus ci riserviamo i relativi aggiornamenti disponibilità prodotto previa conferma scritta del produttore , una volta ricevuto Vs. relativa conferma d'ordine di fornitura.

Ringraziando si porgono i più Cordiali saluti

Ufficio Commerciale M.T.V. Medical srl



Via del Commercio n 15 46043
Castiglione delle Stiviere MN Tel 0376
1962371 Fax 03761962372

C F / P Iva 02330970209

email info@mtvmedical.com

Pec mtv.medical@legalmail.it

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



PHILIPS

Philips S.p.A.
Healthcare - Respironics
Via G. Casati, 23
20900 Monza

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVI MEDICI

(rif. Direttiva CEE 93/42 CEE
integrata e modificata dalla
Direttiva CEE 2007/47)

CODICE:

- 1132185
- 1132186
- 1132187
- 1132188

Rev00

Data: 10/02/2017

Nome prodotto	Profile Lite 2 SE - Maschera nasale con bretella di fissaggio senza fori per l'espiazione
Immagine	

Dettaglio codici	1132185 → Tg. Large 1132186 → Tg. Medium 1132187 → Tg. Small 1132188 → Tg. Petite		
	Codice	CND	RDM
CND & RDM	1132185 1132186 1132187 1132188	R03010105	1516188/R
Fabbricante	Respironics INC.	Paese di origine	USA
Mandatario in EU	Respironics Deutschland		
Classificazione 93/42 ~ 2007/47	IIa		
Organismo Notificato Marchio CE	TÜV SUD – CE0123		
Classificazione EN 60601-1	N.A.		
Norme applicate	Fare riferimento alla Dichiarazione di Conformità		

DATI TECNICI

Tipo di prodotto	Maschera nasale per ventiloterapia Bi-Level e CPAP con bretella di fissaggio.
Destinazione d'uso	La maschera nasale Profile Lite 2 SE costituisce un'interfaccia per la somministrazione della terapia CPAP o bi-level ai pazienti. La maschera, che può essere utilizzata su un singolo paziente in ambito domestico o riutilizzata su più pazienti in ambiente ospedaliero/sanitario, è destinata a pazienti di peso corporeo superiore a 30 kg a cui sia stata prescritta la terapia CPAP o bi-level. Nota importante: poiché nella maschera nasale Profile Lite 2 SE non è incorporata una valvola espiratoria, è necessario utilizzare un dispositivo espiratorio separato.

PHILIPS

Philips S.p.A.
Healthcare - Respironics
Via G. Casati, 23
20900 Monza

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVI MEDICI

(rif. Direttiva CEE 93/42 CEE
integrata e modificata dalla
Direttiva CEE 2007/47)

CODICE:

- 1132185
- 1132186
- 1132187
- 1132188

Rev00

Data: 10/02/2017

Materiali utilizzati	Corpo maschera: policarbonato Cuscinetto gel: gel di uretano/EVA Conchiglia esterna cuscinetto gel: film di uretano Flangia esterna: silicone Cuscinetto frontale: silicone Connessioni: policarbonato Supporto frontale: policarbonato Bretella di fissaggio Premium: UBL/schiuma di uretano/lycra Clip di fissaggio bretella: hytrel N.B. NON E' RILEVATA PRESENZA DI LATTICE NATURALE E DEHP
Confezionamento	Clinicamente pulito non sterile.
Imballaggio	Confezionamento singolo.
Pulizia	Lavare la maschera a mano prima dell'uso iniziale e quindi quotidianamente. Il dispositivo di fissaggio sul capo deve essere lavato a mano una volta alla settimana o secondo necessita e non deve essere rimosso per la pulizia quotidiana della maschera. <ol style="list-style-type: none">1. Lavare la maschera e il dispositivo di fissaggio sul capo a mano in acqua tiepida con un detersivo liquido per stoviglie delicato. Attenzione: non usare candeggina, alcool o soluzioni per la pulizia contenenti candeggina o alcool, o detersivi contenenti ammorbidenti o idratanti.2. Sciacquare bene con acqua potabile e lasciare asciugare all'aria al riparo dalla luce solare diretta. Accertarsi che la maschera sia asciutta prima dell'uso. Lasciare asciugare il dispositivo di fissaggio sul capo appoggiandolo su una superficie piana o appendendolo sulla corda da bucato. Non mettere il dispositivo di fissaggio sul capo nell'asciugatrice.3. Ispezionare ogni componente per eventuali danni o usura; sostituire i componenti visibilmente compromessi (crepe, strappi, tagli, ecc.). Sostituire la maschera se il cuscinetto si irrigidisce. Oltre al lavaggio a mano, la maschera può essere lavata in lavastoviglie una volta alla settimana. Attenzione: utilizzare esclusivamente un detersivo per stoviglie liquido delicato. <ol style="list-style-type: none">1. Rimuovere il dispositivo di fissaggio sul capo. Non lavare il dispositivo di fissaggio sul capo in lavastoviglie.2. Separare il cuscinetto e la flangia e lavarli nel comparto superiore della lavastoviglie.3. Asciugare all'aria. Accertarsi che la maschera sia asciutta prima di usarla.4. Ispezionare ogni componente per eventuali danni o usura; sostituire i componenti visibilmente compromessi (crepe, strappi, tagli, ecc.). Sostituire la maschera se il cuscinetto si irrigidisce.
Tracciabilità	A lotto
Accessori	1132191 → PROFILE LITE 2 GEL CUSHION Tg. L 1132192 → PROFILE LITE 2 GEL CUSHION Tg. M 1132193 → PROFILE LITE 2 GEL CUSHION Tg. S 1132194 → PROFILE LITE 2 GEL CUSHION Tg. P 1132195 → PROFILE LITE 2 GEL CUSHION + FLANGIA Tg. L 1132196 → PROFILE LITE 2 GEL CUSHION + FLANGIA Tg. M 1132197 → PROFILE LITE 2 GEL CUSHION + FLANGIA Tg. S 1132198 → PROFILE LITE 2 GEL CUSHION + FLANGIA Tg. P

PHILIPS

Philips S.p.A.
Healthcare - Respironics
Via G. Casati, 23
20900 Monza

SCHEDA TECNICA **DISPOSITIVI** **MEDICI**

(rif. Direttiva CEE 93/42 CEE
integrata e modificata dalla
Direttiva CEE 2007/47)

CODICE:

- 1132185
- 1132186
- 1132187
- 1132188

Rev00

Data: 10/02/2017

Istruzioni per l'uso	Presenti - etichettatura impressa direttamente sulla singola confezione, e foglietto istruzioni in più lingue, Italiano incluso, inserito nelle singole confezioni, secondo quanto stabilito dalla direttiva europea 93/42, DLgs. 46/97, come modificata dalla direttiva europea 2007/47.
Smaltimento	Smaltire i componenti danneggiati o rotti in conformità alle leggi locali.
Modo d'uso, avvertenze e controindicazioni	Leggere il manuale di istruzioni.
Bibliografia	N.A.