

Nuoro, 04.10.2018

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
NP.2018/66998 del 05/10/2018 ore 11,00
Mitt.: ASSL Nuoro Presidio Ospedaliero S...
Ass.: ASSL Nuoro DIREZIONE ASSL
Class.: 1.



Direttore ASSL Nuoro
Dott.ssa G. Cattina

Direttore
Servizio Giuridico Amministrativo
Dr. F. Pittalis

Oggetto: fornitura adattatori da biopsia per sonde ecografiche.

Si trasmette in allegato la richiesta della Responsabile del Servizio di Radiologia, che propone l'acquisto di n. 2 adattatori da biopsia per sonde ecografiche, unici dispositivi compatibili con le sonde Toshiba dei 2 ecografi in dotazione al Servizio.

Nel condividere le esigenze clinico-diagnostiche espresse dalla Dott.ssa Giobbe, si esprime parere favorevole in merito a tale acquisizione.

Distinti saluti.


Il Direttore del P.O. San Francesco

ATSSardegna - ASSL Nuoro
Ospedale "San Francesco" - Nuoro
Direzione-Servizio
Dirigente Medico
Dott.ssa Antonella Tatti

D.ssa Antonella Tatti

Da: <mariamaddalena.giobbe@atssardegna.it>
Data: mercoledì 3 ottobre 2018 08:57
A: "ANTONELLA TATTI" <antonella.tatti@atssardegna.it>
Oggetto: acquisto adattatori da biopsia

Ciao Antonella

come da suggerimento del Dr.Podda ti invio la richiesta di acquisto di due adattatori da biopsia per sonde ecografiche Toshiba.

Da alcuni mesi due Radiologi, il Dr.Salvatore Loi e il Dr.Gianni Marcias stanno frequentando rispettivamente la sezione di ecografia interventistica della AOU di Sassari e l'Ospedale SS.Trinità di Cagliari per un training formativo.

Questo consentirebbe la ripresa della attività delle biopsie epatiche eco-guidate (attualmente sostituita con la tecnica TC guidata con irradiazione evitabile del paziente) e, in un prossimo futuro, quella più complessa della TARF dei tumori epatici, entrambe dismesse con l'assenza dei professionisti che le eseguivano.

Per l'esecuzione delle biopsie occorrono degli ausili tecnici, ossia degli adattatori per le sonde che fungono da guida per l'introduzione dell'ago in maniera da operare con maggior precisione e sicurezza sia per il paziente che per l'operatore.

Tali adattatori, come dice il termine, devono necessariamente adattarsi alle sonde in uso con gli ecografi Toshiba presenti nella sezione e non possono essere sostituiti con altri.

Essi sono riutilizzabili, in quanto possono essere sterilizzati, e ne occorrerebbero due, uno per la sonda convex PTV 375 BT e uno per la sonda lineare PLT 1005 BT

di seguito ti indico i codici di entrambe:

680-105 Bracket adattatore riutilizzabile per PVT 375 BT

680-109 Bracket adattatore riutilizzabile per PLT 1005 BT

Confido, soprattutto nell'interesse del paziente, in un sollecito riscontro.

Cordiali saluti,
Maria Giobbe