



JAS MEDICAL
Health and Beauty Service

OFFERTA

SPETT.LE
ATS SARDEGNA
VIA COSTA 57
07100 SASSARI (SS)

LUOGO DI DESTINAZIONE
ASSL DI OLBIA

Offerta

C.CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	EMAIL	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00223	00935650903				4	21/01/2020	1
PERSONA DA CONTATTARE					RIFERIMENTI VS. DOCUMENTI		
					OFFERTA - 21/01/2020		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	IVA
PR10423	CORPETTO BAMBINO MANICA LUNGA SX E MANICA CORTA	PZ	1	585,000		04

TOTALE IMPONIBILE 585,00
TOTALE IVA 23,40
TOTALE OFFERTA 608,40

CONDIZIONI DI VENDITA :

IVA A VS CARICO
SPEDIZIONE ED IMBALLO COMPRESI NEL PREZZO
CONSEGNA IN 15 GG LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELLE MISURE

JAS MEDICAL S.R.L.

Sede Legale: Via Torri Bianche 1, 20871 VIMERCATE (MB)

Tel. +39.329 0708969 - Fax. +39.039 2621072

P:IVA / Cod, Fiscale : 09162710967 - REA : 1902887

E-mail: info@jasmedical.it

**Informazioni Tecniche
Guaine Lymed
Tessuto P-91**

Produttore	Lymed Oy Pihajarvenkatu 5A 32200 Tampere Finlandia
Distributore esclusivo per l'Italia	Jas Medical Srl Via Garibaldi 16 20851 Lissone (MB)
Tipologia prodotto	Tessuto P-91 Strong per il confezionamento di guaine su misura e standard
Utilizzo del prodotto	Guaine su misura e standard per il trattamento delle cicatrici Guaine su misura e standard per trattamenti compressivi Guaine su misura e standard per terapie in patologie neurologiche
Composizione del tessuto	61% poliestere 39% elastan Non contiene gomma e lattice naturale
Traspirabilità del tessuto	447 l/m ² /s
Protezione raggi Uv	98%
Spessore	0,64 mm
Resistenza all'abrasione (Metodo Martindale)	>150000
Classe di compressione	Guaine su misura per il trattamento di esiti cicatriziali: mmHg 23-30 Corrispondente alla II Classe Compressione. Guaine su misura per trattamenti elasto-compressivi: da 10 mmHg a 49 mmHg (dalla Classe Preventiva alla IV Classe compressione, a seconda dell'indicazione di utilizzo) (European ENV 12718/2001)
Conservazione e durata	Tessuto lavabile in lavatrice. Si sconsiglia l'uso dell'asciugatrice. Si consiglia di sostituire le guaine su misura ogni 4-6 mesi o comunque quando risultino usurate.
Normative	I prodotti Lymed rispettano la Direttiva 93/42/EEC. I prodotti confezionati a misure standard sono provvisti di marcatura CE. I prodotti su misura riportano al loro interno il nome del paziente.