

ALLEGATO 3) ALLA DETERMINA
DEL DIRETTORE ASSL N. DEL
COMPOSIO DI N. 2 FOGGI



S.C di Pediatria e Neonatologia

P.O. San Martino-Oristano
Tel.0783 320060

Al Responsabile Ufficio Provveditorato SEDE

Al Direttore Ingegneria Clinica PO San Martino

Al Direttore ASSL di Oristano

OGGETTO: richiesta acquisto apparecchi per fototerapia pediatrica

Per vostra opportuna conoscenza trasmetto l'allegato inviandomi p.c. dal Servizio di Gestione Manutenzione delle Apparecchiature Biomedicali in cui si propone il fuori uso degli apparecchi per fototerapia pediatrica, in dotazione al Nido del P.O. San Martino di Oristano, per irreperibilità dei ricambi così come riportato nella comunicazione della casa produttrice.

Le lampade a luce blu per fototerapia vengono periodicamente sostituite dopo un certo numero di ore di attività. Dal momento che non è possibile reperire i ricambi rinnovo la richiesta di acquisto urgente di n°2 nuovi apparecchi e lampade per fototerapia pediatrica come da precedente richiesta inviata dal Dott. Zanda in data 14/12/2017 di cui allego nota.

In attesa di urgente riscontro porgo distinti saluti.

Dott.ssa Giuseppina Mula
Dirigente Medico UO Pediatria
Ospedale San Martino Oristano

Allo dott.ssa Mulas R.
Spett.le
acquisto + installazione
17 x 2018

Oristano, 10/08/2018

U.O. Pediatria e neonatologia
Tel. 0783/320060
Day Hospital
Tel 0783/320064

Pronto Soccorso Pediatrico
Tel. 0783/320065
Neonatologia
Tel. 0783/317241

Direttore
Tel. 0783/320061
Fax 0783/320204
e-mail: pediatriaor@tiscali.it

ATS
Data: 2018-08-11 19:23:13.0, NP/2018/56232



3




ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ATSS Oristano

S.C di Pediatria e Neonatologia
P.O. San Martino-Oristano
Direttore Dr. Giovanni Zanda
Tel.0783 320060

F. Bivarelli
effettuare
ricambi
delle lampade
14/12
Oristano
Plus

Oristano 14/12/2017

➤ Al Responsabile
Ufficio Provveditorato
Sede
Al Direttore
Ingegneria Clinica
P.O. San Martino



Per esaurimento dei ricambi per le lampade per fototerapia Medela attualmente in uso nel nostro reparto, non più commerciabili, si richiedono con carattere d'urgenza:

- N°2 lampade per fototerapia a LED

Le lampade richieste devono possedere le seguenti caratteristiche raccomandate nelle ultime linee guida dell' Accademia Americana di Pediatria per il trattamento delle iperbilirubinemie del neonato:

Luce Blu con emissione luminosa tramite LED (light-emitting diodes) in stretta banda di luce (450-475 nm).

L'emissione luminosa deve poter essere gestita dall'operatore in almeno 2 intensità.

- 1) intensità convenzionale 15 microW/cm2/nm
- 2) intensità alta 35 microW/cm2/nm

Il pannello a LED deve garantire almeno 3000 ore di funzionamento e deve consentire la possibilità di correzione d'intensità nel caso di decadimento dei singoli LED.

La lampada deve poter essere posizionata sopra il neonato in incubatrice, in culla, nel lettino o in isola neonatale e pertanto deve essere dotata di stativo su ruote trasportabile. Inoltre il dispositivo deve essere dotato di un sistema di sicurezza che garantisce autospegnimento in caso di surriscaldamento.

Distinti saluti

Il direttore

[Signature]
AZIENDA U.S.L. N.5 ORISTANO
PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN MARTINO"
UNITA' OPERATIVA DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
Primario Dr. Giovanni Zanda

2